

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: quantatec.pro-solution.ru | эл. почта: qtc@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Соковая станция Abbemat

Соковая станция Abbemat

Image not found or type unknown

Рефрактометры Brix

Одним из наиболее важных параметров анализа качества при производстве сока является показатель Brix, который дает информацию о концентрации сахара, а также составе сока.

Для измерения Brix обычно используют рефрактометры Abbemat. Многие соки, особенно оранжевые, содержат пульпу, которая остается в напитке после отжима фруктов.

Во время измерения с обычным рефрактометром эта пульпа осаждается на измерительном призму, что приводит к нестабильным измерениям.

Вертикальная установка соковой станции Abbemat позволяет избежать осаждения частиц на призму и обеспечивает надежные и стабильные результаты измерений. Автоматический контроль температуры образца обеспечивает точные результаты. Измеренные данные могут быть записаны и распечатаны.

Для соковой станции Abbemat доступны модификации на основе рефрактометров Abbemat 300 и 550. Приборы просты в эксплуатации, результаты не зависят от навыков оператора. Процедура настройки по меню позволяет легко настроить прибор. Прикрепленная наполнительная воронка позволяет быстро и просто провести серию анализов, например в лаборатории контроля качества. Промывка измерительной призмы не требуется, поскольку следующий образец вытесняет предыдущий. Очистить призму после серии измерений можно просто ослабив фиксирующее кольцо.

Ключевые особенности

Вертикальная установка измерительной призмы

- Измерения Brix образцов содержащих пульпу или другие частицы
- Отсутствие осаждения частиц на измерительной призме

Быстрый контроль качества для рутинного анализа

- Проточная ячейка с загрузочной воронкой позволяет быстро контролировать качество при рутинном анализе. Чтобы заполнить эту ячейку, Вы просто наливаете один образец за другим в загрузочную воронку. Новый образец вытесняет предыдущий.

Режим контроля качества

- Проверка в режиме контроля качества четко показывает, попадает ли результат в заданные пределы.
- Соковая станция Abbemat 300 показывает положение результата на легко читаемом циферблате.

Автоматический контроль температуры

- Рефрактометры Соковой станции AbbeMat в течение нескольких секунд измеряют и контролируют температуру образца для точных измерений Brix.

Автоматическая коррекция температуры

- Рефрактометры Соковой станции AbbeMat могут выполнять автоматическую температурную коррекцию, которая позволяет измерять образцы при любой температуре и получать правильный результат при 20°C. Это экономит время, потому что не нужно больше ждать приведения образца к контрольной температуре.

Характеристики

Бренд: QUANTACHROME